

ProCare Universal 70 ST - 750 ml  
 Universalreiniger, mildalkalisch, 750 ml  
 zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.



- Effektives Hochkonzentrat für beste Reinigungsergebnisse
- Herausragende Lösekraft bei Öl- und Fettverschmutzungen
- Hohe Materialschonung
- Empfohlen für Miele Professional und Steelco Edelstahlgeräte
- Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel
- Recyclbare Verpackung

EAN-Nr.: 4002516954507 / Materialnummer: 12938290 /  
 Alte Materialnummer: 66917702V1

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Reinigung von Edelstahloberflächen	•
Manuelle Pflege	•
Entfernung von Stärkebelägen	•
Entfernung von hartnäckigen oder angetrockneten Rückständen	•
Entfernung von Fett	•
Entfernung von Öl	•
Entfernung von Eiweiß	•
Entfernung von Blut	•
<b>Dosierung</b>	
Manuelle Dosierung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Edelstahlreiniger
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Glykolethern, Komplexbildner (ohne Phosphat), Lösevermittler, Tenside
pH-Wert bei 20 °C	10,8
Recyclbare Verpackung	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Frei von Phosphaten	•
Frei von Phosphorverbindungen	•
Frei von Silikaten	•
Hohe Materialschonung	•
Tensidhaltiger Intensivreiniger	•
Stark emulgierende und dispergierende Wirkung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
<b>Lagerhinweise</b>	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25

ProCare Universal 70 ST - 750 ml  
Universalreiniger, mildalkalisch, 750 ml  
zur schonenden Entfernung von Fettrückständen und Schmutz.



EAN-Nr.: 4002516954507 / Materialnummer: 12938290 /  
Alte Materialnummer: 66917702V1

<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	297
Außenmaß, Nettobreite in mm	94
Außenmaß, Nettotiefe in mm	63
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	90
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260
Bruttogewicht in kg	0,81
Füllmenge in ml	750
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
EU Ecolabel	•
<b>Prüfnummern</b>	
EU Ecolabel: DE/020/507	•