


KWT 6722 iGS-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame, SommelierSet und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN-Nr.: 4002516775799 / Materialnummer: 96008140 /

Alte Materialnummer: AT96008140

Steuerung

Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone Nein

- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung

