

KWT 2672 ViS
MasterCool-Weintemperierschrank
für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.

EAN-Nr.: 4002516473091 / Materialnummer: 96242811 /
Alte Materialnummer: AT96242811



- Komfortable Türöffnungsunterstützung dank Push2open
- Servieren und Genießen in Perfektion – inkl. SommelierSet
- Verschiedene Weine perfekt temperiert – drei Temperaturzonen
- Flexibelste Lagerung großer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Lichtdurchfluteter Innenraum dank LED-Elementen – BrilliantLight

