

E 130  
Einsatz  
zur optimalen Aufnahme von 10 Tablett.



- Ausgestattet mit 11 Halterungen, Höhe 170 mm – Abstand 35 mm
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002511129375 / Materialnummer: 02648950 / Alte Materialnummer: 69513001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	35
Strebenhöhe in mm	170
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tabletts [Anzahl]	10
<b>Standard Netzanschlussleitung</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	180
Aussenmass, Nettobreite in mm	180
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	210
Aussenmass, Bruttobreite in mm	210
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,76
Bruttogewicht in kg	0,90