


E 328

Einlegesteg

zur optimalen Aufnahme der Instrumente in stehender Form.



- Der Einsatz kann das Instrumentarium in stehender Form aufnehmen

EAN: 4002511117051 / Materialnummer: 02795940 / Alte Materialnummer: 69732801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	15
Aussenmass, Nettobreite in mm	34
Aussenmass, Nettotiefe in mm	145
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,07