

E 338

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Tray-Halbschalen.

EAN: 4002511116160 / Materialnummer: 03080600 / Alte Materialnummer: 69533801D



- Geeignet für 8 Tray-Halbschalen
- Ausgestattet mit 10 Halterungen (8 Fächer), B 295, T 33 mm
- Die maximale Traygrösse beträgt 290 x 30 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	8
Kapazität	
Trays/Tabletts [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	110
Aussenmass, Nettobreite in mm	305
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	310
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	0,62
Bruttogewicht in kg	0,84