

E 363

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Maschenweite 1 mm
- Ausgestattet mit einem Deckel
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116283 / Materialnummer: 03149790 / Alte Materialnummer: 69536301D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	55
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	225
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	165
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,62
Bruttogewicht in kg	0,71