

E 379

Einsatz

zur Aufnahme diversen Instrumentariums.



- 0,8 mm Drahtgeflecht, 1,7 mm Maschenweite, 5 mm Umlaufrahmen
- Ausgestattet mit 2 Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116450 / Materialnummer: 03203500 / Alte Materialnummer: 69537901D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	110
Aussenmass, Nettobreite in mm	180
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	135
Aussenmass, Bruttobreite in mm	235
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,72
Bruttogewicht in kg	1,25