

E 146

Einsatz

zur optimalen Aufnahme diverser Instrumente.



- Maschenweite Boden 3 mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 8 mm
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 4002511116009 / Materialnummer: 03346680 / Alte Materialnummer: 69514601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Siebschale	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	55
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	225
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	75
Aussenmass, Bruttobreite in mm	165
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,70