

SD-B  
Injektordüse  
für Butyrometer.



- Für Injektorwagen
- Einschliesslich Gewinde, 4 x 140 mm\*

\* Einschliesslich Gewinde, Durchmesser 4 x 140 mm, plus aufgeschweisster, flachgedrückter Düse, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materialnummer: 03583540 / Alte Materialnummer: 69708001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	240
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Durchmesser in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02