


O 175  
Oberkorb  
zur optimalen Aufnahme von Laborglas.



- Geeignet für die Aufnahme von Enghals- und Laborglas
- Bestückungshöhe: 170 mm mm\*
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heisslufttrocknung
- Pulverdosierung nicht möglich

\* Abhängig vom Laborglas kann die max. Bestückungshöhe kleiner sein

EAN: 4002511114876 / Materialnummer: 03807410 / Alte Materialnummer: 69117501D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	33
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	412
Aussenmass, Nettobreite in mm	475
Aussenmass, Nettotiefe in mm	531
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	6,30
Bruttogewicht in kg	7,20
<b>Beipack</b>	
E 351 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	33
E 353 Arretierung für Injektordüse E 351 [Anzahl]	33