

O 184

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von z. B. Zentrifugenröhrchen, Vials oder Reagenzgläsern.



- Ausgestattet mit 96 Injektordüsen
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heisslufttrocknung
- Bestückungshöhe: 170 mm mm
- Pulverdosierung nicht möglich

EAN: 4002511114937 / Materialnummer: 03807480 / Alte Materialnummer: 69118401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Korb für Röhrchen	•
Korb für Reagenzgläser	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	96
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	468
Aussenmass, Nettobreite in mm	475
Aussenmass, Nettotiefe in mm	531
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,50
Bruttogewicht in kg	5,70
Beipack	
ID 110, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	96