


E 106

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



- Ausgestattet mit 10 Federhaken à 175 mm Höhe und 16 à 105 mm Höhe
- Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 60 mm

EAN: 4002511115675 / Materialnummer: 03808310 / Alte Materialnummer: 69510601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	180
Aussenmass, Nettobreite in mm	195
Aussenmass, Nettotiefe in mm	186
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	205
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,93
Bruttogewicht in kg	1,42