


E 109

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern bis 250 ml.

EAN: 4002511115729 / Materialnummer: 03808360 / Alte Materialnummer: 69510901D



- Geeignet für 21 Bechergläser bis 250 ml
- Ausgestattet mit 21 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

| | |
|--|------------------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Bechergläser | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Draht, rilsaniert |
| Farbe | Edelstahl, Weiß |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| Bechergläser [Anzahl] | 21 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 155 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 230 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 460 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 185 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 230 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 490 |
| Nettogewicht in kg | 1,21 |
| Bruttogewicht in kg | 1,54 |