

E 110

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 250 bis 600 ml.

EAN: 4002511115736 / Materialnummer: 03808390 / Alte Materialnummer: 69511001D



- Geeignet für 10 Bechergläser von 250 bis 600 ml
- Ausgestattet mit 10 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar im Unterkorb

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Bechergläser [Anzahl]	10
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	175
Aussenmass, Nettobreite in mm	230
Aussenmass, Nettotiefe in mm	460
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,83
Bruttogewicht in kg	1,35