

E 111

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 600 bis 1.000 ml.



- Geeignet für 8 Bechergläser von 600 bis 1'000 ml
- Ausgestattet mit 8 x 3 Haltestäben
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002511115743 / Materialnummer: 03808420 / Alte Materialnummer: 69511101D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	205
Aussenmass, Nettobreite in mm	230
Aussenmass, Nettotiefe in mm	460
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	230
Aussenmass, Bruttobreite in mm	250
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	0,96
Bruttogewicht in kg	1,10