

E 124

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmass 100 x 100 mm.



- 16 Fächer, Fächermass: 100 x 100 mm (Flasche), 48 x 48 mm (Hals)
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002511115811 / Materialnummer: 03808500 / Alte Materialnummer: 69512401D

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für diverse Flaschen | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anzahl Fächer | 16 |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 148 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 460 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 460 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 170 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 480 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 480 |
| Nettogewicht in kg | 1,44 |
| Bruttogewicht in kg | 1,80 |