


E 125

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmass 125 x 125 mm.

EAN: 4002511115828 / Materialnummer: 03808510 / Alte Materialnummer: 69512501D



- 9 Fächer, Flächenmass: 125 x 125 mm (Flasche), 55 x 55 mm (Hals)
- Einsetzbar im Unterkorb

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	9
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	224
Aussenmass, Nettobreite in mm	460
Aussenmass, Nettotiefe in mm	460
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	245
Aussenmass, Bruttobreite in mm	480
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,81
Bruttogewicht in kg	2,56