


E 127

Einsatz

zur optimale Aufnahme von Infusionsflaschen. Flächenmass 57 x 57 mm.



- 20 Fächer, Flächenmass: 57 x 57 mm (Flasche), 46 x 46 mm (Hals)

EAN: 4002511115842 / Materialnummer: 03808530 / Alte Materialnummer: 69512701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	20
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	102
Aussenmass, Nettobreite in mm	445
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	475
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	1,78
Bruttogewicht in kg	2,10