

E 135/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 19 Babyflaschen bis 110 ml.



- Geeignet für 19 Babyflaschen á 110 ml
- Passend für Flaschen der Grösse 51 x 51 mm, Hals: 45 x 45 mm
- Für den Oberkorb A 102 und den Unterkorb A 151

EAN: 4002511115910 / Materialnummer: 03808640 / Alte Materialnummer: 69513502D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für diverse Flaschen | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Babyflaschen | • |
| Kapazität | |
| Babyflaschen [Anzahl] | 19 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 135 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 192 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 447 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 195 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 205 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 465 |
| Nettogewicht in kg | 2,02 |
| Bruttogewicht in kg | 2,10 |