

E 135/2

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 19 Babyflaschen bis 90 ml.



- Geeignet für 19 Babyflaschen á 90 ml
- Passend für Flaschen der Grösse 51 x 51 mm, Hals: 42 x 42 mm
- Für den Oberkorb A 102 und den Unterkorb A 151

EAN: 4002511115927 / Materialnummer: 03808650 / Alte Materialnummer: 69513503D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Babyflaschen	•
<b>Kapazität</b>	
Babyflaschen [Anzahl]	19
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	125
Aussenmass, Nettobreite in mm	192
Aussenmass, Nettotiefe in mm	447
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	140
Aussenmass, Bruttobreite in mm	235
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,97
Bruttogewicht in kg	2,10