

E 135/3

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 19 Babyflaschen bis 120 ml.



- Geeignet für 19 Babyflaschen á 120 ml
- Passend für Flaschen der Grösse 56 x 56 mm, Hals: 49 x 49 mm
- Für den Oberkorb A 102 und den Unterkorb A 151

EAN: 4002511115934 / Materialnummer: 03808670 / Alte Materialnummer: 69513504D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für diverse Flaschen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Kapazität	
Babyflaschen [Anzahl]	19
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	135
Aussenmass, Nettobreite in mm	192
Aussenmass, Nettotiefe in mm	447
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	470
Aussenmass, Bruttobreite in mm	130
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	230
Nettogewicht in kg	1,94
Bruttogewicht in kg	2,00