

E 336

Spülhülse

zur optimalen Aufnahme von Pipetten/MIC-Instrumenten in Injektorwagen.

EAN: 4002511117068 / Materialnummer: 03809390 / Alte Materialnummer: 69733601D



- Es können Pipetten bis max. 445 mm Länge aufgenommen werden
- Aus Kunststoff, schraubbar

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Spülhülse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	121
Aussenmass, Nettobreite in mm	11
Aussenmass, Nettotiefe in mm	11
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	10
Aussenmass, Bruttobreite in mm	170
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	125
Durchmesser in mm	11
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02