

E 351

Injektordüse

zur optimalen Reinigung des Spülguts. Grösse 4 x 160 mm.

EAN: 4002511117075 / Materialnummer: 03809500 / Alte Materialnummer: 69735101D



- Geeignet für den Einsatz in einem Injektorwagen
- Kombinierbar mit der Arretierung E 353
- Ø 4 x 160 mm, schraubbar

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	160
Aussenmass, Nettobreite in mm	4
Aussenmass, Nettotiefe in mm	4
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02