

E 354

Arretierung

höhenverstellbar, zur optimalen Positionierung des Laborglases auf der Düse.



- Geeignet für die Injektordüse E 352
- Höhenverstellbare Arretierung
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben

EAN: 4002511117105 / Materialnummer: 03809540 / Alte Materialnummer: 69735401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	150
Aussenmass, Nettobreite in mm	70
Aussenmass, Nettotiefe in mm	70
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,05