

E 354

Arretierung

höhenverstellbar, zur optimalen Positionierung des Laborglases auf der Düse.

EAN: 400251117105 / Materialnummer: 03809540 / Alte Materialnummer: 69735401D



- Geeignet für die Injektordüse E 352
- Höhenverstellbare Arretierung
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	150
Aussenmass, Nettobreite in mm	70
Aussenmass, Nettotiefe in mm	70
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,05