

E 362

Blindschraube

zum Verschliessen von Verschraubungen an Beladungsträgern.

EAN: 4002511117136 / Materialnummer: 03809630 / Alte Materialnummer: 69736201D



- Gewinde M 8 x 1

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Grossraum-Laborspüler	•
Grossraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Grossraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•

E 362

Blindschraube

zum Verschliessen von Verschraubungen an Beladungsträgern.

EAN: 400251117136 / Materialnummer: 03809630 / Alte Materialnummer: 69736201D



Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten

•

#### Produkteigenschaften

Material Edelstahl

Farbe Edelstahl

#### Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl 0

Spannung in V 0-0

Frequenz in Hz 0-0

Gesamtanschluss in kW 0,00-0,00

Absicherung in A 0-0

#### Masse und Gewicht

Aussenmass, Nettohöhe in mm 14

Aussenmass, Nettobreite in mm 10

Aussenmass, Nettotiefe in mm 10

Aussenmass, Bruttohöhe in mm 120

Aussenmass, Bruttobreite in mm 120

Aussenmass, Bruttotiefe in mm 170

Durchmesser in mm 10

Nettogewicht in kg 0,01

Bruttogewicht in kg 0,01