

E 367

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Intubationsmaterial.



- 20 Düsen Ø 2,5 x 30 mm, 25 Düsen Ø 4,0 x 30 mm (5 lose beigelegt)
- 40 Haltefedern für Düsen
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heisslufttrocknung
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002511116337 / Materialnummer: 03809710 / Alte Materialnummer: 69536701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	502
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	515
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	490
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	6,20
Bruttogewicht in kg	10,00