

E 373

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von HNO-Instrumentarium.



- Maschenweite Boden 3mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 3 mm
- Ausgestattet mit 28 senkrechten Haltestäben
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN: 400251116405 / Materialnummer: 03809790 / Alte Materialnummer: 69537301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	55
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	225
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	170
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,66
Bruttogewicht in kg	0,77