

E 408

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 96 Pipetten.



- Geeignet für 96 Pipetten bis 450 mm
- Flächengrösse 16 x 16 mm
- Komplett mit Halterahmen in 150 mm Höhe
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heisslufttrocknung

EAN: 4002511116689 / Materialnummer: 03810130 / Alte Materialnummer: 69540801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen mit Anschluss für Heisslufttrocknung	•
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	96
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	502
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	517
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	540
Aussenmass, Bruttobreite in mm	530
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	5,50
Bruttogewicht in kg	7,10