


E 413

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Absaugschläuchen.



- Geeignet für 6 Absaugschläuche System Sirona
- Einsetzbar im Oberkorb O177/1

EAN: 4002511124486 / Materialnummer: 03810180 / Alte Materialnummer: 68741301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Schläuche [Anzahl]	6
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	205
Aussenmass, Nettobreite in mm	390
Aussenmass, Nettotiefe in mm	450
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	485
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	495
Nettogewicht in kg	1,40
Bruttogewicht in kg	1,41