


UTS
Utensilienkasten
zur idealen Reinigung von Kleinteilen.



- Ausgestattet mit einem Deckel
- 3 Fächer mit einer Grösse von ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Materialnummer: 03810260 / Alte Materialnummer: 69741001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	3
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	93
Aussenmass, Nettobreite in mm	102
Aussenmass, Nettotiefe in mm	350
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	110
Aussenmass, Bruttobreite in mm	400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	605
Nettogewicht in kg	0,75
Bruttogewicht in kg	1,00