


ID 160

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, Ø 4 mm, Länge 160 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser

EAN: 4002511116993 / Materialnummer: 03810350 / Alte Materialnummer: 69716001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	55
Aussenmass, Nettobreite in mm	55
Aussenmass, Nettotiefe in mm	160
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	55
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	160
Durchmesser in mm	4
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02