

E 118

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Petrihalbschalen.



- Geeignet für 38 Petrihalbschalen mit Ø 100 mm
- Ausgestattet mit 38 Halterungen, Höhe 70 mm, Abstand ca. 26 mm
- Einsetzbar im Oberkorb

EAN: 4002511115767 / Materialnummer: 03830270 / Alte Materialnummer: 69511801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Petrihalbschalen [Anzahl]	38
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	120
Aussenmass, Nettobreite in mm	460
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	480
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,54
Bruttogewicht in kg	1,90