

E 143

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.

EAN: 4002511115989 / Materialnummer: 03830310 / Alte Materialnummer: 69514301D



- 1 mm Drahtgeflecht, 5 mm Maschenweite, 5 mm Umlaufrahmen
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettöhöhe in mm	55
Aussenmass, Nettobreite in mm	255
Aussenmass, Nettotiefe in mm	230
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	75
Aussenmass, Bruttobreite in mm	285
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht in kg	0,49
Bruttogewicht in kg	0,70