

E 403

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 105 Uhrgläsern.



- Geeignet für 105 Uhrgläser mit Ø 50 – 60 mm
- Ausgestattet mit 36 Streben im Abstand von 9 mm

EAN: 4002511116634 / Materialnummer: 03830430 / Alte Materialnummer: 69540301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Uhrgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	9
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Uhrgläser [Anzahl]	105
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	35
Aussenmass, Nettobreite in mm	200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	75
Aussenmass, Bruttobreite in mm	510
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	280
Nettogewicht in kg	1,32
Bruttogewicht in kg	1,48