


A 3

Abdecknetz

zum Abdecken von Spülgut in Einsätzen.



- Metallrahmen, rilsaniert, mit Kunststoffnetz bespannt
- Geeignet für 1/4-Einsätze
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Materialnummer: 03830470 / Alte Materialnummer: 69500301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Grün, Weiß, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	206
Aussenmass, Nettotiefe in mm	206
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	10
Aussenmass, Bruttobreite in mm	210
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,32