

AK 12
Einsatz
zur Aufnahme von diversen Utensilien.



- geeignet für z. B. Muttermilchpumpen, Bechergläser & Trichter

EAN: 4002511115620 / Materialnummer: 03830510 / Alte Materialnummer: 69501201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	122
Aussenmass, Nettobreite in mm	224
Aussenmass, Nettotiefe in mm	434
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	123
Aussenmass, Bruttobreite in mm	315
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,74
Bruttogewicht in kg	1,06