

E 416

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula.



- Geeignet für die Aufnahme von 6 ein- und zweiteiligen Spekula
- 7 Halterungen im Abstand von 40 mm
- Einsetzbar in Ober- (nur mit einteiligen Spekula) und Unterkorb

EAN: 4002511803824 / Materialnummer: 03888650 / Alte Materialnummer: 69541601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Gynäkologie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
GYN-Spekula [Anzahl]	6
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	157
Aussenmass, Nettobreite in mm	178
Aussenmass, Nettotiefe in mm	279
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	210
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	365
Nettogewicht in kg	0,69
Bruttogewicht in kg	0,97