

MT

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.

EAN: 4002511820005 / Materialnummer: 03893140 / Alte Materialnummer: 69200102D



- Zum Lagern und Transportieren von Körben und Einsätzen
- Aufgeteilt in 4 Ebenen, die um 102,5 mm verstellbar sind
- Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen
- Bestückungsmasse 549 x 599 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1985
Aussenmass, Nettobreite in mm	662
Aussenmass, Nettotiefe in mm	616
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	2030
Aussenmass, Bruttobreite in mm	680
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	680
Nettogewicht in kg	23,00
Bruttogewicht in kg	29,00