


A 14  
Deckel  
zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Deckel aus Edelstahl
- 7 x 7 mm Ausstanzung, 3 mm Steg
- Für Einsatz AK 12

EAN: 4002511860995 / Materialnummer: 03981970 / Alte Materialnummer: 69745002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Produktkategorie</b>	
Deckel	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Standard Netzanschlussleitung</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	20
Aussenmass, Nettobreite in mm	210
Aussenmass, Nettotiefe in mm	210
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	30
Aussenmass, Bruttobreite in mm	240
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,29