


A 16
Deckel
zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- 1 mm Drahtgeflecht, 5 mm Maschenweite, 4 mm Umlaufrahmen

EAN: 4002511860971 / Materialnummer: 03981990 / Alte Materialnummer: 69745004D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	19
Aussenmass, Nettobreite in mm	230
Aussenmass, Nettotiefe in mm	215
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	40
Aussenmass, Bruttobreite in mm	250
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	255
Nettogewicht in kg	0,15
Bruttogewicht in kg	0,30