

E 443

Spülhülse

zur optimalen Reinigung von MIC-Instrumentarium.



- Geeignet für MIC-Instrumentarium mit  $\varnothing$  8 – 8,5 mm, schraubbar
- Länge 121 mm mm,  $\varnothing$  10 mm mm

EAN: 4002511908192 / Materialnummer: 04203840 / Alte Materialnummer: 69744301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Spülhülse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	121
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03