

E 446

Spülhülse

zur optimalen Fixierung des Instrumentariums bei Gebrauch der Spülhülse.



- 12 Kappen für Spülhülse
- Öffnung Ø 10 mm mm

EAN: 4002511908178 / Materialnummer: 04203860 / Alte Materialnummer: 69744601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,03