

E 447

Adapter

zum Anschluss von Luer-Lock-Verbindungen, männlich.



- Für Luer-Lock, männlich, schraubbar

EAN: 4002511908468 / Materialnummer: 04203870 / Alte Materialnummer: 69744701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	8
Aussenmass, Nettobreite in mm	8
Aussenmass, Nettotiefe in mm	25
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	8
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00