

E 448

Silikonschlauch

zur optimalen Reinigung von diversem Instrumentarium.



- Luer-Lock-Adapter, männlich
- Länge 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Spüldüse, Gewinde 8 x 1 mm

EAN: 4002511908475 / Materialnummer: 04203880 / Alte Materialnummer: 69744801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Transparent
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	300
Aussenmass, Nettobreite in mm	8
Aussenmass, Nettotiefe in mm	8
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	10
Aussenmass, Bruttobreite in mm	170
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	125
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02