

E 458

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Schraubkappensaugern.



- Geeignet für 36 Schraubkappensauger
- 36 Fächer à ?? x ??
- Ausgestattet mit einem klapp- und verschliessbaren Deckel

EAN: 4002511919358 / Materialnummer: 04235200 / Alte Materialnummer: 69545801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	36
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Babyflaschen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	63
Aussenmass, Nettobreite in mm	215
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	450
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	220
Nettogewicht in kg	1,50
Bruttogewicht in kg	1,60