


E 457

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von zerlegbarem MIC-Instrumentarium.

EAN: 4002512067331 / Materialnummer: 04618030 / Alte Materialnummer: 69545702D



- Geeignet für z. B. 12 Handgriffe sowie Arbeitseinlagen
- Boden aus Drahtgeflecht mit 3 mm Maschenweite, Seiten geschlossen
- Eingeschweisste Halterung für 8-12 Handgriffe Einteilung variabel
- Ausgestattet mit 3 Stegen zum Lagern und Arretieren

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	192
Aussenmass, Nettobreite in mm	490
Aussenmass, Nettotiefe in mm	62
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	120
Aussenmass, Bruttobreite in mm	320
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,75
Bruttogewicht in kg	2,02