

E 147/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 10-12 Mundspügläsern.



- Geeignet für 10 – 12 Mundspügläser, max. Ø 80 mm
- Rilsaniert

EAN: 4002512122313 / Materialnummer: 04746620 / Alte Materialnummer: 68514703D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Mundspügläser [Anzahl]	12
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	155
Aussenmass, Nettobreite in mm	220
Aussenmass, Nettotiefe in mm	455
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	260
Aussenmass, Bruttobreite in mm	510
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	1,29
Bruttogewicht in kg	1,59