

E 460

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem MIC-Instrumentarium.



- Geeignet für starre Optiken unterschiedlicher Länge
- Maschenweite Boden 8 x 1 mm, Seiten/Deckel 7 x 7 x 3 mm
- Ausgestattet mit 3 Halterungen zur Aufnahme von 2 starren Optiken

EAN: 4002512183383 / Materialnummer: 04861390 / Alte Materialnummer: 69546001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	53
Aussenmass, Nettobreite in mm	100
Aussenmass, Nettotiefe in mm	430
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	95
Aussenmass, Bruttobreite in mm	170
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	0,71
Bruttogewicht in kg	0,94